

COOK®

MEDICAL

Biliary Stent

胆道支架

Biliární stent

Galdestent

Biliaire stent

Endoprothèse biliaire

Gallenstent

Ενδοπρόσθεση χοληφόρων

Epeúti stent

Stent biliare

Stent do dróg żółciowych

Stent biliar

Stent biliar

Biliär stent



★ 1 9 2 5 9 / 0 4 1 0 ★

English	1
Chinese/中文	3
Czech/Česky	5
Danish/Dansk	7
Dutch/Nederlands	9
French/Français	11
German/Deutsch	14
Greek/Ελληνικά	16
Hungarian/Magyar	19
Italian/Italiano	21
Polish/Polski	24
Portuguese/Português	26
Spanish/Español	28
Swedish/Svenska	30

INTENDED USE

This device is used to drain obstructed biliary ducts.

NOTES

This device is designed for single use only. Attempts to reprocess, resterilize, and/or reuse may lead to device failure and/or transmission of disease.

Do not use this device for any purpose other than stated intended use.

If the package is opened or damaged when received, do not use. Visually inspect with particular attention to kinks, bends and breaks. If an abnormality is detected that would prohibit proper working condition, do not use. Notify Cook for return authorization.

This device must be stored in a dry location, away from temperature extremes.

Use of this device restricted to a trained healthcare professional.

For 10 FR Sof-Flex® stents, lubricate the guiding catheter with water-soluble lubricant.

Retain the positioning sleeve (if any)* for use when introducing the stent flaps into the accessory channel.

CONTRAINDICATIONS

Those specific to ERCP and any procedure to be performed in conjunction with stent placement.

Inability to pass wire guide or stent through obstructed area.

POTENTIAL COMPLICATIONS

Those associated with ERCP include, but are not limited to: pancreatitis, cholangitis, aspiration, perforation, hemorrhage, infection, sepsis, allergic reaction to contrast or medication, hypotension, respiratory depression or arrest, cardiac arrhythmia or arrest.

Those associated with biliary stent placement include, but are not limited to: trauma to the biliary tract or duodenum, obstruction of the pancreatic duct, stent migration.

PRECAUTIONS

Refer to package label for minimum channel size required for this device.

This stent must be placed under fluoroscopic monitoring.

The positioning sleeve* or the pigtail straightener* is not intended for use in the accessory channel of the endoscope.

Care must be exercised when straightening the pigtail curls* in order to avoid kinking or breaking the stent.

The tapered tip end of the stent* or side holes* must be positioned in the common bile duct while the other end remains in the duodenum.

The longer flaps of the ST-2 Biliary Stent should be positioned in the duct while the shorter flaps remain in the duodenum. (See fig. 1)

This device should not be left indwelling for more than three months or as directed by a physician. Periodic evaluation is recommended.

Select the Cook stent introducer system (if not included) in the appropriate French size.

WARNING

For stents with radiopaque bands, MRI compatibility has not been established.

INSTRUCTIONS FOR USE

I. FOR NON-PIGTAIL STENTS:

1. Gently ensure full extension of all side flaps*.
2. Load positioning sleeve onto duodenal flap end of stent.

For 5 to 7 FR stents:

- 3.a. Introduce stent, tapered tip first, and positioning sleeve onto a pre-positioned wire guide.

For 8.5 FR and larger stents:

- 3.b. Remove Tuohy-Borst adapter from end of guiding catheter, then introduce guiding catheter into accessory channel over a pre-positioned wire guide.
- 3.c. Introduce stent, tapered tip first, and positioning sleeve onto guiding catheter and pre-positioned wire guide.

THEN REFER TO STEPS 4-7 BELOW

II. FOR PIGTAIL STENTS:

1. Advance pigtail straightener along shaft of stent to tapered tip end in order to straighten pigtail curl. (See fig. 2)
2. Introduce stent, tapered tip first, and pigtail straightener onto pre-positioned wire guide until straightener reaches second curl.
3. Advance pushing catheter over wire guide to advance pigtail stent into accessory channel.

THEN REFER TO STEPS 4-7 BELOW

4. Advance guiding catheter* and/or pushing catheter in 1-2 cm increments until stent is in desired position.
5. Fluoroscopically and endoscopically confirm desired stent position.
Note (for non-pigtail stents only): Replace Tuohy-Borst adapter onto end of guiding catheter*. Inject contrast, if desired, to fluoroscopically visualize stent position.
6. After confirming stent position, gently remove wire guide, then guiding catheter* from endoscope while maintaining position of stent with pushing catheter.
7. Gently remove pushing catheter from accessory channel.

Upon completion of procedure, dispose of introducer components per institutional guidelines for biohazardous medical waste.

* (if any)

使用范围

本器材是用于引流阻塞胆管的。

备注

本装置仅供单次使用。试图再次处理、再次灭菌和/或再次使用可能导致装置失效和/或传播疾病。

除了指定的用途之外，本装置不得用作它用。

若包装已被打开或有破损，请勿使用。用前应仔细检查本品，尤应注意是否存在扭结、弯折以及破损等。若发现可能影响使用的异常情况，请勿使用。通知 Cook，以获得退还许可。

本器材必须贮藏于干燥场所，贮藏温度不得过高或过低。

只有接受过培训的医务人员方可使用本装置。

如果采用 10 Fr 的 Sof-Flex® 支架，请用水溶性润滑剂润滑导引导管。

引入支架翼片进入活检通道时保留定位套筒（如果有的话）* 备用。

禁忌证

与 ERCP 和采用支架放置术有关的一些手术的禁忌症。

导丝或支架无法通过阻塞区域。

潜在并发症

与 ERCP 有关的一些潜在并发症包括但不限于以下情况：胰腺炎、胆管炎、误吸、穿孔、出血、感染、脓血症、对造影剂或药物过敏、低血压、呼吸抑制或呼吸暂停、心律不齐或心搏停止等。

与胆道支架置放有关的一些潜在并发症包括但不限于情况：胆道或十二指肠损伤、胰腺管阻塞和支架移位等。

注意事项

请参阅包装标签，了解使用本品时所需内窥镜的最小管径。

安放本支架必须在荧光屏幕监视下进行。

定位套筒* 或猪尾矫直管* 不可用于内窥镜活检通道内。

在矫直猪尾卷曲* 的时候必须小心，以免造成支架扭结或断裂。

支架* 的锥形端或侧孔* 必须定位在胆总管内，而支架的另一端须留在十二指肠内。

ST-2 胆道支架的长翼片必须定位在胆管内，而短翼片则必须留在十二指肠内。
(见图 1)

本器材不得留置三个月以上，或遵医嘱使用。建议做定期检查评估。

选择 Fr 尺寸合适的 Cook 支架导入器系统（如果包装内没有的话）。

警告

尚未确定带不透射线条带的支架的MRI兼容性。

使用说明

一、非猪尾支架：

1. 轻柔用力，确保所有侧面翼片* 完全延伸。
2. 将定位套筒加载到支架的十二指肠翼片末端。

5至7 Fr尺寸支架：

- 3.a. 将支架（锥形端先入）和定位套筒引入到预先定位的导丝上。

8.5 Fr尺寸及以上规格支架：

- 3.b. 从引导导管末端取下Tuohy-Borst接头，然后沿预先定位的导丝将引导导管引入活检通道内。
- 3.c. 将支架（锥形端先入）和定位套筒引入到引导导管及预先定位的导丝上。

然后参照下面第4-7步进行操作

二、猪尾支架：

1. 沿支架轴杆推送猪尾矫直管至锥形端，以便伸直猪尾卷曲。（见图2）
2. 将支架（锥形端先入）和猪尾矫直管引入到预先定位的导丝上，直至矫直管抵达第二层卷曲处。
3. 沿导丝推送导管，将猪尾支架往前推入活检通道。

然后参照下面第4-7步进行操作

4. 以1-2厘米的增幅推送引导导管* 和/或推送导管，直至支架达到预定位置。
5. 透视及内窥镜确认支架已达到预定位置。
注意（仅指非猪尾支架）：重新将 Tuohy-Borst 接头连接到引导导管* 末端。需要时，注射造影剂，以透视观察支架的位置。
6. 确认支架位置后，在用推送导管保持支架位置不变的同时，轻轻从内窥镜内取出导丝，然后再取出引导导管*。
7. 轻轻从活检通道中取出推送导管。

手术完成之后，按所在机构对生物危险性医疗废弃物品的处理规范处理导入器组件。

*（如果有的话）

URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení se používá k drenáži ucpaných žlučových cest.

POZNÁMKY

Toto zařízení je určeno pouze k jednorázovému použití. Pokusy o opakované ošetření prostředku, jeho resterilizaci a/nebo opakované použití mohou vést k selhání prostředku a/ nebo k přenosu onemocnění.

Nepoužívejte toto zařízení pro žádný jiný účel, než pro který je výslovně určeno.

Pokud je obal při převzetí otevřen nebo poškozen, zařízení nepoužívejte. Provedte vizuální kontrolu zařízení; věnujte přitom pozornost zejména zauzlení, ohybům a prasklinám. Pokud objevíte anomálii, která by bránila správné funkci, zařízení nepoužívejte. Požádejte Cook o autorizaci pro vrácení zařízení.

Toto zařízení se musí skladovat na suchém místě a chránit před extrémními teplotami.

Tento přístroj smí používat pouze vyškolený zdravotnický pracovník.

U stentů Sof-Flex® o velikosti 10 F lubrikujte vodící katetr lubrikantem rozpustným ve vodě.

Ponechte polohovací rukávec na místě (pokud se používá)* pro použití při zavádění stentových křídélek do přístupového kanálu.

KONTRAINDIKACE

Specifické ERCP výkonům a jakýmkoliv zákrokům prováděným ve spojení se zavedením stentu.

Nemožnost protáhnout vodící drát nebo stent ucpanou oblastí.

POTENCIÁLNÍ KOMPLIKACE

Potenciální komplikace spojené s ERCP zahrnují, kromě jiného, následující: pankreatitidu, cholangitidu, aspiraci, perforaci, krvácení, infekci, sepsi, alergickou reakci na kontrastní látku nebo lék, hypotenzi, ztížené dýchání nebo zástavu dýchání, srdeční arytmií nebo srdeční zástavu.

Potenciální komplikace spojené s umístěním biliárního stentu zahrnují, kromě jiného, následující: trauma žlučových cest nebo duodena, ucpání pankreatického ductu a migraci stentu.

UPOZORNĚNÍ

Informace o minimální velikosti přístupového kanálu potřebné pro toto zařízení najdete na štítku na obalu.

Tento stent se musí zavést pod fluoroskopickým pozorováním.

Polohovací rukáv* a napřimovač pigtailu* nejsou určeny pro použití v přístupovém kanálu endoskopu.

Při napřimování zakroucených koncovek* je nutno postupovat šetrně, aby nedošlo k ohnutí nebo zalomení stentu.

Zkosený hrot stentu* a postranní otvory* musí být umístěny ve žlučovodu, zatímco druhý konec zůstává v duodenu.

Delší křídélka biliárního stentu ST-2 je třeba umístit do žlučovodu, zatímco kratší křídélka zůstávají v duodenu. (Viz obr. 1)

Zařízení nelze ponechat v těle pacienta déle než tři měsíce nebo po dobu předepsanou lékařem. Doporučuje se pravidelné hodnocení.

Zvolte systém Cook pro zavádění stentů (pokud není součástí dodávky) ve vhodné velikosti French.

VAROVÁN

U stentů s rentgenokontrastními proužky nebyla stanovena kompatibilita s vyšetřením MRI.

NÁVOD NA POUŽITÍ

I. PRO STENTY BEZ KONCOVEK:

1. Šetrně zajistěte plné rozvinutí všech postranních křídélek*.
2. Nasuňte polohovací rukávec na duodenální křídélkový konec stentu.

Pro stenty velikosti 5 až 7 French:

- 3.a. Zaveďte stent, zkoseným hrotem napřed, a polohovací rukávec na dříve umístěný vodící drát.

Pro stenty velikosti 8,5 French a větší:

- 3.b. Sejměte adaptér Tuohy-Borst z konce vodícího katetru a pak zasuňte vodící katetr do přístupového kanálu přes dříve umístěný vodící drát.
- 3.c. Zaveďte stent, zkoseným hrotem napřed, a polohovací rukávec na vodící katetr a předem umístěný vodící drát.

DALŠÍ POSTUP NAJDETE POPSÁN V KROCÍCH 4-7 NÍŽE

II. PRO STENTY SE ZAKROUCENÝMI KONCOVKAMI:

1. Pro napřimění zakroucených koncovek posuňte napřimovač pigtailu po těle stentu až ke zkosenému hrotu. (Viz obr. 2)
2. Zaveďte stent, zkoseným hrotem napřed, a napřimovač pigtailu na předem umístěný vodící drát, až pomůcka dostoupí k druhému závitu.
3. Posunujte tlačný katetr po vodícím drátu a zaveďte stent s koncovkami do přístupového kanálu.

DALŠÍ POSTUP NAJDETE POPSÁN V KROCÍCH 4-7 NÍŽE

4. Posunujte vodící katetr* a/nebo tlačný katetr v krocích po 1-2 cm, až stent dostoupí do žádané polohy.
5. Potvrďte skioskopicky a endoskopicky, zda je stent umístěn správně.
Poznámka (pouze pro stenty s koncovkami): Vraťte adaptér Tuohy-Borst na konec vodícího katetru*. Vstříkněte kontrastní látku, pokud si přejete skioskopicky zkontrolovat pozici stentu.
6. Po potvrzení polohy stentu šetrně vyjměte vodící drát a pak vodící katetr* z endoskopu. Zároveň udržujte stent na místě protlačovacím katetrem.
7. Šetrně odstraňte tlačný katetr z přístupového kanálu.

Po dokončení výkonu zlikvidujte komponenty zavaděče v souladu se směrnicemi pro likvidaci biologicky nebezpečného lékařského odpadu platnými v daném zdravotnickém zařízení.

* (pokud se používá)

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne anordning anvendes til at dræne obstruerede galdegange.

BEMÆRKNINGER

Dette udstyr er kun beregnet til engangsbrug. Forsøg på genbehandling, resterilisering og/eller genbrug kan resultere i svigt af udstyret og/eller overførelse af sygdom. Denne enhed må ikke bruges til noget andet formål end den angivne, påtænkte anvendelse.

Hvis emballagen er åbnet eller beskadiget, må den ikke anvendes. Undersøg produktet visuelt med særlig opmærksomhed på eventuelle bugtninger, bøjninger og brud. Hvis der detekteres noget unormalt, der kan hindre korrekt brug, må anordningen ikke anvendes. Underret Cook for at få tilladelse til at returnere anordningen.

Denne anordning skal opbevares tørt, væk fra temperaturudsving.

Brug af denne anordning er begrænset til uddannet sundhedspersonale.

For 10 French Sof-Flex® stenter smøres ledekateret med et vandopløseligt smøremiddel.

Gem positioneringsshylsteret (hvis til stede)* til brug, når stentflapperne indføres i tilbehørskanalen.

KONTRAINDIKATIONER

De kontraindikationer, der er specifikke for ERCP og eventuelle indgreb, der skal udføres sammen med stentplacering.

Manglende evne til at føre kateterlederen eller stenten gennem det obstruerede område.

POTENTIELLE KOMPLIKATIONER

De komplikationer, der er forbundet med ERCP, omfatter, men er ikke begrænset til: pancreatitis, cholangitis, aspiration, perforation, blødning, infektion, sepsis, allergisk reaktion over for kontraststof eller medicin, hypotension, respirationsdepression eller -ophør, hjertearytmier eller hjertestop.

De komplikationer, der er forbundet med placering af galdestent, omfatter, men er ikke begrænset til: traume af galdegangene eller duodenum, obstruktion af ductus pancreaticus, stentmigration.

FORHOLDSREGLER

Find oplysning om den nødvendige minimum kanalstørrelse for denne anordning på emballageetiketten.

Stenten skal placeres under gennemlysning.

Positioneringsshylsteret* eller grisehaleudretteren* er ikke beregnet til brug i endoskopets tilbehørskanal.

Udvis forsigtighed, når grisehalekrøllerne* rettes ud, for at undgå at bukke eller brække stenten.

Stentens* koniske spids eller stentens sidehuller* skal være positioneret i ductus choledochus, mens den anden ende forbliver i duodenum.

De lange flapper på ST-2 galdestent skal være positioneret i ductus, mens de korte flapper forbliver i duodenum. (Se figur 1)

Denne enhed bør ikke blive siddende længere end tre måneder eller som anvist af en læge. Periodisk evaluering tilrådes.

Vælg Cook stentindførersystemet (hvis det ikke er vedlagt) i den rette French størrelse.

ADVARSEL

Kompatibilitet med MR-scanning er ikke fastlagt for stents med røntgenfast markering.

BRUGSANVISNING

I. FOR STENTER, DER IKKE HAR EN GRISEHALE:

1. Sørg forsigtigt for fuld udstrækning af alle sideflapper*.
2. Før positioneringsshylsteret ind over stentens ende med duodenalflapper.

For stenter på 5 til 7 French:

- 3.a. Indfør stenten, den koniske spids først, og positioneringsshylsteret på en forud positioneret kateterleder.

For stenter på 8,5 French og større:

- 3.b. Tag Tuohy-Borst adapteren af ledekaterets ende, indfør dernæst ledekateret i tilbehørskanalen over en forud positioneret kateterleder.
- 3.c. Indfør stenten, den koniske ende først, og positioneringsshylsteret på ledekateret og den forud positionerede kateterleder.

SE DERNÆST TRIN 4-7 NEDENFOR

II. FOR STENTER MED GRISEHALE:

1. Før grisehaleudretteren frem langs stentens skaft til enden med den koniske spids for at rette grisehalekrøllen ud. (Se figur 2)
2. Indfør stenten, den koniske ende først, og grisehaleudretteren på den forud positionerede kateterleder, indtil udretteren når den anden krølle.
3. Før skubbekateret over kateterlederen for at føre grisehalestenten ind i tilbehørskanalen.

SE DERNÆST TRIN 4-7 NEDENFOR

4. Før ledekateret* og/eller skubbekateret frem i trin på 1-2 cm, indtil stenten er i den ønskede position.
5. Bekræft den ønskede stentposition under gennemlysning og endoskopisk.
Bemærk (kun for stenter, der ikke har en grisehale): Sæt igen Tuohy-Borst adapteren på ledekaterets ende*. Injicér kontraststof, hvis det ønskes, for at fremstille stentens position under gennemlysning.
6. Efter bekræftelse af stentens position fjernes kateterlederen forsigtigt, dernæst ledekateret* fra endoskopet, mens stentens position opretholdes med skubbekateret.
7. Fjern forsigtigt skubbekateret fra tilbehørskanalen.

Efter udført indgreb kasseres indførerkomponenterne efter hospitalets retningslinjer for biologisk farligt medicinsk affald.

* (hvis til stede)

BEOOGD GEBRUIK

Dit instrument wordt gebruikt om geblokkeerde galkanalen te draineren.

OPMERKINGEN

Dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Pogingen om het hulpmiddel voor hergebruik geschikt te maken, het opnieuw te steriliseren en/of het opnieuw te gebruiken kunnen leiden tot het falen van het hulpmiddel en/of ziekteoverdracht.

Gebruik dit instrument niet voor enigerlei ander doel dan onder 'Beoogd gebruik' vermeld staat.

Niet gebruiken indien de verpakking bij ontvangst geopend of beschadigd is. Een visuele inspectie uitvoeren met bijzondere aandacht voor knikken, buigingen en breuken. Niet gebruiken indien er een abnormaliteit wordt waargenomen die de juiste werking kan verhinderen. Neem contact op met Cook voor een retourmachtiging.

Dit instrument moet op een droge plaats zonder extreme temperaturen worden bewaard.

Dit instrument mag uitsluitend worden gebruikt door een ervaren medische zorgverlener.

10 French Sof-Flex® stents: maak de geleidekatheter glad met een in water oplosbaar glijmiddel.

Bewaar de positioneringshuls (indien aanwezig)* voor gebruik bij het inbrengen van de stentslippen in het werkkanaal.

CONTRA-INDICATIES

Contra-indicaties specifiek voor ERCP en andere procedures die bij stentplaatsing worden uitgevoerd.

Onvermogen om de voerdraad of stent door het geblokkeerde gebied te voeren.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Complicaties bij een ERCP, zoals onder meer: pancreatitis, cholangitis, aspiratie, perforatie, hemorrhagie, infectie, sepsis, allergische reacties op contrastmiddel of medicatie, hypotensie, ademdepressie of ademstilstand, hartritmestoornissen of hartstilstand.

Complicaties bij plaatsing van een biliaire stent, zoals onder meer: letsel van de ductus choledochus of het duodenum, obstructie van de ductus pancreaticus, migratie van de stent.

VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg het etiket op de verpakking voor de minimale grootte van het werkkanaal vereist voor dit instrument.

Deze stent moet worden geplaatst onder fluoroscopische controle.

De positioneringshuls* of de pigtail-strekker* is niet bestemd voor gebruik in het werkkanaal van de endoscoop.

Bij het strekken van de pigtail-krullen* moet voorzichtigheid worden betracht om knikken of breken van de stent te voorkomen.

Het uiteinde van de stent met de tapse tip* of de zijopeningen* moet in de ductus choledochus worden gepositioneerd terwijl het andere uiteinde in het duodenum blijft.

De lange slippen van de ST-2 biliaire stent dienen in de ductus te worden gepositioneerd terwijl de korte slippen in het duodenum blijven. (Zie afb. 1)

Dit instrument mag niet langer dan drie maanden of zoals opgedragen door een arts op zijn plaats blijven. Periodieke evaluatie wordt aanbevolen.

Selecteer een Cook stentplaatsingssysteem (indien niet meegeleverd) van de juiste maat French.

WAARSCHUWING

MRI-compatibiliteit is niet vastgesteld voor stents met radiopake banden.

GEBRUIKSAANWIJZING

I. VOOR STENTS ZONDER PIGTAIL:

1. Zorg er voorzichtig voor dat alle zijslippen* helemaal uit staan.
2. Laad de positioneringshuls op het stentuiteinde met de duodenumslippen.

Voor stents van 5 tot 7 French:

- 3.a. Introduceer de stent, de tapse tip als voorop, en de positioneringshuls over een vooraf gepositioneerde voerdraad.

Voor stents van 8,5 French en groter:

- 3.b. Verwijder de Tuohy-Borst-adapter van het uiteinde van de geleidekatheter en introduceer de geleidekatheter over een vooraf gepositioneerde voerdraad in het werkkanaal.
- 3.c. Introduceer de stent, de tapse tip voorop, en de positioneringshuls over de geleidekatheter en de vooraf gepositioneerde voerdraad.

ZIE VERVOLGENS STAP 4-7 HIERONDER

II. VOOR STENTS MET PIGTAIL:

1. Voer de pigtail-strekker langs de schacht van de stent tot het tapse uiteinde op om de krul van de pigtail te strekken. (Zie afb. 2)
2. Breng de stent, de tapse tip voorop, en de pigtail-strekker op een vooraf gepositioneerde voerdraad tot de strekker de tweede krul bereikt.
3. Voer de pushing-katheter op over de voerdraad om de pigtail-stent in het werkkanaal te schuiven.

ZIE VERVOLGENS STAP 4-7 HIERONDER

4. Voer de geleidekatheter* en/of de pushing-katheter met 1-2 cm tegelijk op tot de stent in de gewenste positie ligt.
5. Bevestig de positie van de stent fluoroscopisch en endoscopisch.
Opmerking (betreft alleen stents zonder pigtail): Zet de Tuohy-Borst-adapter terug op het uiteinde van de geleidekatheter*. Injecteer desgewenst contrastvloeistof om de positie van de stent fluoroscopisch in beeld te brengen.
6. Verwijder na bevestiging van de stentpositie voorzichtig de voerdraad en vervolgens de geleidekatheter* uit de endoscoop en houd de stent daarbij met de pushing-katheter in positie.
7. Verwijder de pushing-katheter voorzichtig uit het werkkanaal.

Voer de introductie-onderdelen na het voltooiën van de procedure af volgens de richtlijnen voor biologisch gevaarlijk medisch afval van uw instelling.

* (indien gebruikt)

UTILISATION

Ce dispositif sert à drainer un canal biliaire obstrué.

REMARQUES

Ce dispositif est destiné exclusivement à un usage unique. Toute tentative de retraiter, de restériliser et/ou de réutiliser ce dispositif peut provoquer une défaillance du dispositif et/ou causer une transmission de maladie.

Ne pas utiliser ce dispositif pour des indications autres que celles présentées ici.

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé à la livraison. Examiner visuellement chaque dispositif en veillant particulièrement à l'absence de coutures, courbures et ruptures. Ne pas utiliser si une anomalie est détectée susceptible d'empêcher le bon fonctionnement du dispositif. Avertir Cook pour obtenir une autorisation de renvoi.

Conserver ce dispositif dans un lieu sec, à l'abri de températures extrêmes.

L'utilisation de ce dispositif est réservée à un professionnel de la santé ayant la formation nécessaire.

Pour les endoprothèses Sof-Flex® de 10 Fr., lubrifier le cathéter guide avec un lubrifiant hydrosoluble.

Conserver la gaine de positionnement (le cas échéant)* pour l'utiliser lors de l'introduction des rabats de l'endoprothèse dans le canal opérateur.

CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications propres à une CPRE et aux procédures pratiquées conjointement à la mise en place d'une endoprothèse.

Impossibilité de faire passer le guide ou l'endoprothèse par la zone obstruée.

COMPLICATIONS POSSIBLES

Parmi les complications possibles associées à une CPRE, on citera : pancréatite, cholangite, aspiration, perforation, hémorragie, infection, septicémie, réaction allergique au produit de contraste ou au médicament, hypotension, dépression ou arrêt respiratoire, arythmie ou arrêt cardiaque.

Parmi les complications possibles associées à la mise en place d'une endoprothèse biliaire, on citera : lésion de la voie biliaire ou du duodénum, obstruction du canal pancréatique, migration de l'endoprothèse.

MISES EN GARDE

Consulter l'étiquette de l'emballage en ce qui concerne le calibre de canal minimum nécessaire pour ce dispositif.

Cette endoprothèse doit être mise en place sous contrôle radioscopique.

La gaine de positionnement* et le redresseur de pigtail* ne sont pas conçus pour être utilisés dans le canal opérateur de l'endoscope.

Lors du redressement des boucles pigtail*, veiller à éviter la couture ou la rupture de l'endoprothèse.

L'extrémité à embout conique de l'endoprothèse* ou les orifices latéraux* doivent être positionnés dans le canal cholédoque tandis que l'autre extrémité reste dans le duodénum.

Les rabats plus longs de l'endoprothèse biliaire ST-2 doivent être positionnés dans le canal, tandis que les rabats plus courts restent dans le duodénum. (Voir la Fig. 1)

Ce dispositif ne doit pas être laissé à demeure pendant plus de trois mois ou selon la prescription du médecin. Il est recommandé de procéder à des évaluations périodiques.

Sélectionner le système d'introduction d'endoprothèse Cook (s'il n'est pas inclus) de diamètre approprié (Fr.).

AVERTISSEMENT

La compatibilité avec l'IRM n'a pas été établie pour les endoprothèses avec des bandes radio-opaques.

MODE D'EMPLOI

I. ENDOPROTHÈSES SANS PIGTAIL :

1. Procéder délicatement au déploiement complet de tous les rabats latéraux*.
2. Charger la gaine de positionnement sur l'extrémité duodénale à rabats de l'endoprothèse.

Endoprothèses de 5 Fr. à 7 Fr. :

- 3.a. Introduire l'endoprothèse (par son embout conique) et la gaine de positionnement sur un guide prépositionné.

Endoprothèses de 8,5 Fr. et de plus grand diamètre :

- 3.b. Retirer l'adaptateur Tuohy-Borst de l'extrémité du cathéter guide, puis introduire celui-ci dans le canal opérateur sur un guide prépositionné.
- 3.c. Introduire l'endoprothèse (par son embout conique) et la gaine de positionnement sur le cathéter guide et le guide prépositionné.

CONSULTER ENSUITE LES ÉTAPES 4 À 7 CI-DESSOUS

II. ENDOPROTHÈSES AVEC PIGTAIL :

1. Pousser le redresseur de pigtail le long de la tige de l'endoprothèse, jusqu'à l'extrémité à embout conique, pour redresser la boucle pigtail. (Voir la Fig. 2)
2. Introduire l'endoprothèse (par son embout conique) et le redresseur de pigtail sur le guide prépositionné jusqu'à ce que le redresseur atteigne la seconde boucle.
3. Pousser le cathéter pousse-prothèse sur le guide pour faire progresser l'endoprothèse à pigtail dans le canal opérateur.

CONSULTER ENSUITE LES ÉTAPES 4 À 7 CI-DESSOUS

4. Faire progresser le cathéter guide* et/ou le cathéter pousse-prothèse par intervalles de 1 cm à 2 cm jusqu'à ce que l'endoprothèse soit dans la position souhaitée.
5. Vérifier que l'endoprothèse se trouve dans la position voulue sous contrôle radioscopique et endoscopique. **Remarque (endoprothèses sans pigtail uniquement) :** Remettre l'adaptateur Tuohy-Borst sur l'extrémité du cathéter guide*. Du produit de contraste peut être injecté pour visualiser sous radioscopie la position de l'endoprothèse.
6. Après vérification de la position de l'endoprothèse, retirer délicatement le guide puis le cathéter guide* de l'endoscope, tout en maintenant la position de l'endoprothèse avec le cathéter pousse-prothèse.
7. Retirer délicatement le cathéter pousse-prothèse du canal opérateur.

Lorsque la procédure est terminée, jeter les composants d'introduction conformément aux directives de l'établissement sur l'élimination des déchets médicaux posant un danger de contamination.

* (le cas échéant)

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Instrument wird zur Drainage von verschlossenen Gallengängen verwendet.

HINWEISE

Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wiederaufbereitungs-, Resterilisierungs- und/oder Wiederverwendungsversuche können zum Ausfall des Produkts und/oder zur Übertragung von Krankheiten führen.

Dieses Instrument nur für den angegebenen Verwendungszweck einsetzen.

Nicht verwenden, falls die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist. Das Produkt einer Sichtprüfung unterziehen und dabei besonders auf Knicke, Verbiegungen und Bruchstellen achten. Nicht verwenden, falls Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die die einwandfreie Funktion beeinträchtigen würden. Lassen Sie sich bitte von Cook eine Rückgabeberechtigung erteilen.

Dieses Instrument muss an einem trockenen Ort ohne extreme Temperaturen gelagert werden.

Dieses Produkt darf nur von geschultem medizinischem Personal verwendet werden.

Bei 10 French Sof-Flex®-Stents den Führungskatheter mit einem wasserlöslichen Gleitmittel schmieren.

Die Positionierhülse (falls vorhanden)* für den Gebrauch beim Einführen der Stent-Zungen in den Arbeitskanal aufbewahren.

KONTRAINDIKATIONEN

Die Kontraindikationen sind die gleichen, die für ERCP und jegliche im Zusammenhang mit der Platzierung von Stents erforderlichen Eingriffe gelten.

Unfähigkeit, den obstruierten Bereich mit Führungsdraht oder Stent zu passieren.

POTENZIELLE KOMPLIKATIONEN

Zu den mit ERCP in Verbindung gebrachten Komplikationen gehören u.a.: Pankreatitis, Cholangitis, Aspiration, Perforation, Blutung, Infektion, Sepsis, allergische Reaktion auf Kontrast- oder Arzneimittel, Hypotonie, Atemdepression oder Atemstillstand, Herzarrhythmie oder Herzstillstand.

Zu den mit der Platzierung von Gallenstents in Verbindung gebrachten Komplikationen gehören u.a.: Trauma des Gallengangs oder Duodenums, Obstruktion des Pankreasgangs, Stent-Migration.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die für dieses Instrument erforderliche Mindestgröße des Arbeitskanals ist auf dem Verpackungsetikett angegeben.

Dieser Stent muss unter fluoroskopischer Kontrolle platziert werden.

Die Positionierhülse* bzw. der Pigtail-Begradiger* ist nicht für den Gebrauch im Arbeitskanal des Endoskops vorgesehen.

Beim Geraderichten der Pigtail-Windungen* vorsichtig vorgehen, um ein Knicken oder Brechen des Stents zu vermeiden.

Das Ende mit der konischen Spitze* oder den Seitenlöchern des Stents muss im Choledochus positioniert werden, während das andere Ende im Duodenum verbleibt.

Die längeren Zungen des ST-2 Gallenstents sollten im Choledochus positioniert werden,

während die kürzeren Zungen im Duodenum verbleiben. (Siehe Abb. 1)

Dieses Produkt sollte nicht länger als drei Monate oder gemäß ärztlicher Anweisung verweilen. Eine regelmäßige Begutachtung wird empfohlen.

Das Cook Stenteinführsystem (falls nicht mitgeliefert) in der passenden French-Größe wählen.

WARNHINWEIS

Die MRT-Kompatibilität von Stents mit röntgendichten Markierungen wurde nicht bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

I. FÜR STENTS OHNE PIGTAIL:

1. Alle Seitenzungen* vorsichtig vollständig ausfahren.
2. Die Positionierhülse auf das Stent-Ende mit den Duodenum-Zungen schieben.

Für Stents von 5 bis 7 French:

- 3.a. Stent, mit der konischen Spitze zuerst, und Positionierhülse auf einem vorpositionierten Führungsdraht einführen.

Für Stents ab 8,5 French:

- 3.b. Den Tuohy-Borst-Adapter vom Ende des Führungskatheters abnehmen und den Führungskatheter dann in den Arbeitskanal über einen vorpositionierten Führungsdraht einführen.
- 3.c. Stent, mit der konischen Spitze zuerst, und Positionierhülse auf dem Führungskatheter und dem vorpositionierten Führungsdraht einführen.

ANSCHLIESSEND DIE SCHRITTE 4-7 UNTEN BEFOLGEN

II. FÜR STENTS MIT PIGTAIL:

1. Den Pigtail-Begradiger am Stentschaft entlang zur konischen Spitze vorschieben, um die Pigtail-Windung gerade zu richten. (Siehe Abb. 2)
2. Stent, mit der konischen Spitze zuerst, und Pigtail-Begradiger auf dem vorpositionierten Führungsdraht einführen, bis der Begradiger die zweite Windung erreicht.
3. Den Schiebekatheter über den Führungsdraht vorschieben, um den Pigtail-Stent in den Arbeitskanal einzuschieben.

ANSCHLIESSEND DIE SCHRITTE 4-7 UNTEN BEFOLGEN

4. Den Führungskatheter* und/oder Schiebekatheter in Schritten von 1-2 cm vorschieben, bis sich der Stent in der gewünschten Position befindet.
5. Die gewünschte Stentposition fluoroskopisch und endoskopisch kontrollieren.
Hinweis (nur für Stents ohne Pigtail): Den Tuohy-Borst-Adapter wieder am Ende des Führungskatheters* anbringen. Falls gewünscht, Kontrastmittel injizieren, um die Stentposition fluoroskopisch sichtbar zu machen.
6. Nach Kontrolle der Stentposition den Führungsdraht vorsichtig entfernen und anschließend den Führungskatheter* aus dem Endoskop entfernen, während die Position des Stents mit dem Schiebekatheter beibehalten wird.
7. Den Schiebekatheter vorsichtig aus dem Arbeitskanal entfernen.

Nach Abschluss des Eingriffs die Einführerteile entsprechend den institutionellen Richtlinien für biogefährlichen medizinischen Abfall entsorgen.

* (falls vorhanden)

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για την παροχέτευση αποφραγμένων χοληφόρων πόρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μία χρήση μόνο. Προσπάθειες επανεπεξεργασίας, επαναποστείρωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχία της συσκευής ή/και σε μετάδοση νόσου.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από την αναφερόμενη χρήση για την οποία προορίζεται.

Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή της, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Επιθεωρήστε οπτικά προσέχοντας ιδιαίτερα για τυχόν στρεβλώσεις, κάμψεις και ρήξεις. Εάν εντοπίσετε μια ανωμαλία που θα παρεμπόδιζε τη σωστή κατάσταση λειτουργίας, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ενημερώστε την Cook για να λάβετε εξουσιοδότηση επιστροφής.

Η συσκευή αυτή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, μακριά από ακραίες τιμές θερμοκρασίας.

Επιτρέπεται η χρήση αυτής της συσκευής μόνον από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Για ενδοπροσθέσεις Sof-Flex® 10 FR, λιπάνετε τον οδηγό καθετήρα με υδατοδιαλυτό λιπαντικό.

Διατηρήστε το χιτώνιο τοποθέτησης (εάν υπάρχει)* για χρήση κατά την εισαγωγή των γλωττίδων της ενδοπρόσθεσης στο κανάλι εργασίας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εκείνες που είναι ειδικές για την ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) και οποιαδήποτε διαδικασία που πρόκειται να εκτελεστεί σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης.

Αδυναμία διέλευσης του συρμάτινου οδηγού ή της ενδοπρόσθεσης μέσω της αποφραγμένης περιοχής.

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Μεταξύ εκείνων που σχετίζονται με την ERCP περιλαμβάνονται και οι εξής: παγκρεατίτιδα, χολαγγειίτιδα, εισρόφηση, διάτρηση, αιμορραγία, λοίμωξη, σηψαιμία, αλλεργική αντίδραση σε σκιαγραφικό μέσο ή φάρμακο, υπόταση, καταστολή ή παύση της αναπνοής, καρδιακή αρρυθμία ή ανακοπή.

Μεταξύ εκείνων που σχετίζονται με την τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης χοληφόρων περιλαμβάνονται και οι εξής: τραυματισμός της χοληφόρου οδού ή του δωδεκαδάκτυλου, απόφραξη του παγκρεατικού πόρου, μετανάστευση της ενδοπρόσθεσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας για το ελάχιστο μέγεθος καναλιού που απαιτείται για τη συσκευή αυτή.

Η ενδοπρόσθεση αυτή πρέπει να τοποθετείται υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση.

Το χιτώνιο τοποθέτησης* ή ο ευθειαστής σπειροειδούς άκρου* δεν προορίζεται για χρήση στο κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου.

Πρέπει να δίνετε προσοχή κατά τον ευθειασμό των σπειρών του σπειροειδούς άκρου* προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση ή θραύση της ενδοπρόσθεσης.

Το κωνικό άκρο της ενδοπρόσθεσης* ή οι πλευρικές οπές της* πρέπει να τοποθετούνται στον κοινό χοληδόχο πόρο, ενώ το άλλο άκρο παραμένει στο δωδεκαδάκτυλο.

Οι μακρύτερες γλωττίδες της ενδοπρόσθεσης χοληφόρων ST-2 πρέπει να τοποθετούνται στον πόρο, ενώ οι βραχύτερες γλωττίδες να παραμένουν στο δωδεκαδάκτυλο. (Βλ. σχήμα 1)

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να αφήνεται να παραμένει εντός του σώματος για περισσότερο από τρεις μήνες ή σύμφωνα με τις οδηγίες ιατρού. Συνιστάται περιοδική αξιολόγηση.

Επιλέξτε το σύστημα εισαγωγέα ενδοπρόσθεσης της Cook (εάν δε συμπεριλαμβάνεται) στο κατάλληλο μέγεθος French.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για ενδοπροσθέσεις με ακτινοσκοπιές ταινίες, δεν έχει αποδειχθεί η συμβατότητα σε μαγνητική τομογραφία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΑΚΡΟ:

1. Διασφαλίστε απαλά πλήρη προέκταση όλων των πλευρικών γλωττίδων*.
2. Εφαρμόστε το χιτώνιο τοποθέτησης πάνω στο άκρο της ενδοπρόσθεσης με τις γλωττίδες δωδεκαδάκτυλου.

Για ενδοπροσθέσεις 5 έως 7 FR:

- 3.a. Εισαγάγετε την ενδοπρόσθεση, με το κωνικό άκρο πρώτα και το χιτώνιο τοποθέτησης πάνω σε έναν προτοποθετημένο συρμάτινο οδηγό.

Για ενδοπροσθέσεις 8,5 FR και μεγαλύτερου μεγέθους:

- 3.b. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα Tuohy-Borst από το άκρο του οδηγού καθετήρα, κατόπιν εισαγάγετε τον οδηγό καθετήρα στο κανάλι εργασίας πάνω από έναν προτοποθετημένο συρμάτινο οδηγό.

- 3.c. Εισαγάγετε την ενδοπρόσθεση, με το κωνικό άκρο πρώτα και το χιτώνιο τοποθέτησης πάνω στον οδηγό καθετήρα και τον προτοποθετημένο συρμάτινο οδηγό.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 4-7 ΠΑΡΑΚΑΤΩ

II. ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΑΚΡΟ:

1. Προωθήστε τον ευθειαστή σπειροειδούς άκρου κατά μήκος του άξονα της ενδοπρόσθεσης έως το κωνικό άκρο, προκειμένου να ευθείασετε τη σπείρα του σπειροειδούς άκρου. (Βλ. σχήμα 2)
2. Εισαγάγετε την ενδοπρόσθεση, με το κωνικό άκρο πρώτα και τον ευθειαστή σπειροειδούς άκρου πάνω στον προτοποθετημένο συρμάτινο οδηγό, έως ότου ο ευθειαστής φθάσει τη δεύτερη σπείρα.
3. Προωθήστε τον καθετήρα ώθησης πάνω από τον συρμάτινο οδηγό, για την προώθηση της ενδοπρόσθεσης με σπειροειδές άκρο μέσα στο κανάλι εργασίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 4-7 ΠΑΡΑΚΑΤΩ

4. Προωθήστε τον οδηγό καθετήρα* ή/και τον καθετήρα ώθησης σε βήματα των 1-2 cm, έως ότου η ενδοπρόσθεση βρεθεί στην επιθυμητή θέση.
5. Επιβεβαιώστε την επιθυμητή θέση της ενδοπρόσθεσης ακτινοσκοπικά και ενδοσκοπικά. **Σημείωση (για ενδοπροσθέσεις χωρίς σπειροειδές άκρο μόνο):** Επανατοποθετήστε τον προσαρμογέα Tuohy-Borst πάνω στο άκρο του οδηγού καθετήρα*. Εγχύστε σκιαγραφικό μέσο, εάν επιθυμείτε, για την ακτινοσκοπική απεικόνιση της θέσης της ενδοπρόσθεσης.
6. Μετά την επιβεβαίωση της θέσης της ενδοπρόσθεσης, αφαιρέστε απαλά τον συρμάτινο οδηγό, κατόπιν τον οδηγό καθετήρα* από το ενδοσκόπιο, ενώ διατηρείτε τη θέση της ενδοπρόσθεσης με τον καθετήρα ώθησης.
7. Αφαιρέστε απαλά τον καθετήρα ώθησης από το κανάλι εργασίας.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απορρίψτε τα εξαρτήματα του εισαγωγέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας για βιολογικά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

* (εάν υπάρχει)

RENDELTETÉS

Az eszköz elzáródott epeutak becsövezésére szolgál.

MEGJEGYZÉSEK

Az eszköz kizárólag egyszeri használatra szolgál. Az újrafelhasználásra való előkészítés, az újraszterilizálás és/vagy az újrafelhasználás az eszköz meghibásodásához és/vagy betegségátvitelhez vezethet.

A feltüntetett rendeltetési területeken kívül az eszközt más célra ne alkalmazza.

Ha a csomagolást átvételkor nyitva találja vagy az sérült, ne használja az eszközt. Szemrevételezéssel ellenőrizze, különös tekintettel a hurkokra, csomókra és törésekre. Ha olyan rendellenességet észlel, amely a megfelelő működést megakadályozza, ne használja az eszközt. Kérjen visszáru kódot a Cook cégtől.

Az eszköz száraz helyen, szélsőséges hőmérsékleti értékektől védve tartandó.

Ezt az eszközt csak képzett egészségügyi szakember használhatja.

A 10 Fr. Sof-Flex® sztentek esetében a bevezető katétert vízdoldékony síkosítóval síkosítsa.

Tegye el a pozicionáló hüvelyt (ha van)*, mert szüksége lesz rá a sztent rögzítőszárnyainak munkacsatornába történő bevezetésekor.

ELLENJAVALLATOK

Az ERCP-re, valamint a sztentbeültetéssel kombinált bármely eljárásra vonatkozó ellenjavallatok.

Olyan esetek, amikor a vezetődrótot vagy a sztentet nem lehet felvezetni a szűkületen keresztül.

LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK

Az ERCP-re vonatkozó ellenjavallatok, amelyek közé - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak sorolhatók: pancreatitis, cholangitis, aspiráció, perforáció, vérzés, fertőzés, szepszis, allergiás reakció a kontrasztanyagra vagy gyógyszerre, hypotensio, légzésdepresszió, légzésleállás, szívritmuszavar, illetve szívmegeállás.

Az epeúti sztentbeültetéssel kapcsolatos szövődmények - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak: az epeút vagy a duodenum traumája, a hasnyálmirigy-vezeték elzáródása, ill. a sztent elmozdulása.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az eszköz számára szükséges legkisebb csatornaméretet lásd a tájékoztatón.

Ezt a sztentet fluoroszkópos megfigyelés alatt kell behelyezni.

A pozicionáló hüvely*, illetve a pigtail kiegyenesítő* nem használható az endoszkóp munkacsatornájában.

A pigtail katéter görbületeinek* kiegyenesítésekor fokozott óvatossággal kell eljárni, a sztent felhurkolódását illetve törését elkerülendő.

A sztent kúpos végét*, illetve az oldalán elhelyezkedő lyukakat* megfelelő helyzetbe kell hozni a közös epevezetékben belül, miközben a sztent másik vége a duodenumban marad.

Az ST-2 epeúti sztent hosszabb rögzítőszárnyait megfelelő helyzetbe kell hozni az epeútban, miközben a rövidebb rögzítőszárnyak a duodenumban maradnak. (Lásd az 1. ábrát)

Ez az eszköz nem maradhat a szervezetben három hónapnál hosszabb ideig, illetve ahogy az orvos előírja. Az eszközt bizonyos időközönként javasolt ellenőrizni.

Válassza a Cook cég sztentbevezető (introducer) rendszerét (ha az nincs mellékelve), a megfelelő Fr. méretben.

FIGYELMEZTETÉS

A sugárfogó gyűrűkkel ellátott sztentek esetében az MRI kompatibilitás nincs megállapítva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I. PIGTAIL KATÉTERREL NEM RENDELKEZŐ SZTENTEK:

1. Óvatosan biztosítsa az összes oldalsó rögzítőszárny* teljes kibontását.
 2. Helyezze a pozícionáló hüvelyt a sztent duodenális végén lévő rögzítőszárnyaira.
- 5-7 Fr. sztentekhez:
- 3.a. Vezesse be a sztentet (kúpos végével előrefelé) és a pozícionáló hüvelyt egy előzetesen behelyezett vezetődőrra.

8,5 Fr. méretű, vagy ennél nagyobb sztentekhez:

- 3.b. Távolítsa el a Tuohy-Borst adaptert a pozícionáló katéter végéről, majd vezesse be a pozícionáló katétert egy előzetesen behelyezett vezetődőrről keresztül a munkacsatornába.
- 3.c. Vezesse a sztentet (kúpos végével előrefelé) és a pozícionáló hüvelyt a vezetőkatéterre és az előzetesen behelyezett vezetődőrra.

EZT KÖVETŐEN LÁSD ALÁBB A 4.-7. LÉPÉSEKET

II. PIGTAIL SZTENTEK ESETÉBEN:

1. A pigtail görbületének kiegyenesítése érdekében a sztent törzse mentén tolja előre a pigtail kiegyenesítőt a kúpos hegyéig. (Lásd a 2. ábrát)
2. Vezesse a sztentet (kúpos végével előrefelé) és a pigtail kiegyenesítőt egy előzetesen bevezetett vezetődőrra, amíg a kiegyenesítő el nem éri a második görbületet.
3. Vezesse fel a tolókatétert a vezetődőrről keresztül, hogy a pigtail-lel rendelkező sztent a munkacsatornába kerüljön.

EZT KÖVETŐEN LÁSD ALÁBB A 4.-7. LÉPÉSEKET

4. Tolja előre a vezetőkatétert* és/vagy a tolókatétert 1-2 cm-enként, amíg a sztent a kívánt helyzetbe nem került.
5. Fluoroszkópiával és endoszkóposan is ellenőrizze, hogy a sztent a kívánt helyzetben van-e. **Megjegyzés (csak a pigtail-lel nem rendelkező sztentek vonatkozásában):** Helyezze vissza a Tuohy-Borst adaptert a vezetőkatéter* végére. Igény szerint fecskendezzen be kontrasztanyagot a sztent helyzetének fluoroszkópiás megjelenítéséhez.
6. A sztent helyzetének ellenőrzése után óvatosan távolítsa el az endoszkópból a vezetődőrt, majd a vezetőkatétert*, miközben a sztent helyzetét a tolókatéter segítségével változatlanul tartja.
7. Óvatosan távolítsa el a tolókatétert a munkacsatornából.

Az eljárás végétével a bevezető komponenseit a biológiai veszélyes orvosi hulladékokra vonatkozó intézményi előírások szerint dobja ki.

* (ha van ilyen)

USO PREVISTO

Questo dispositivo viene usato per drenare dotti biliari ostruiti.

NOTE

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso. Tentativi di riprocessare, risterilizzare e/o riutilizzare possono causare il guasto del dispositivo e/o la trasmissione della malattia.

Non utilizzare questo dispositivo per applicazioni diverse da quelle espressamente indicate.

Non usare il dispositivo se, al momento della consegna, la confezione è aperta o danneggiata. Esaminare visivamente il dispositivo prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di attorcigliamenti, piegature e rotture. In caso di anomalie in grado di compromettere la funzionalità del dispositivo, non utilizzarlo. Rivolgersi alla Cook per richiedere l'autorizzazione alla restituzione del dispositivo.

Il presente dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo da temperature estreme.

L'uso del presente dispositivo è riservato esclusivamente a personale medico-sanitario debitamente addestrato.

Per gli stent Sof-Flex® da 10 Fr, lubrificare il catetere guida con lubrificante idrosolubile.

Conservare il manicotto di posizionamento (se presente)* per l'uso nell'introduzione delle alette dello stent nel canale operativo dell'endoscopio.

CONTROINDICAZIONI

Le controindicazioni includono quelle specifiche all'ERCP (colangiogramma retrogrado endoscopico) e alle eventuali procedure da eseguire contestualmente al posizionamento dello stent.

Impossibilità di far passare la guida o lo stent attraverso l'area ostruita.

POTENZIALI COMPLICANZE

Le potenziali complicanze associate all'ERCP includono, senza limitazioni: pancreatite, colangite, aspirazione, perforazione, emorragia, infezione, sepsi, reazione allergica al mezzo di contrasto o al farmaco, ipotensione, depressione respiratoria o arresto respiratorio, aritmia o arresto cardiaco.

Le potenziali complicanze includono inoltre quelle associate al posizionamento di stent biliari inclusi, senza limitazioni: trauma all'albero biliare o al duodeno, ostruzione del dotto pancreatico, migrazione dello stent.

PRECAUZIONI

Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.

Questo stent deve essere posizionato sotto osservazione fluoroscopica.

Il manicotto di posizionamento* o il raddrizzatore di pigtail* non sono previsti per l'uso all'interno del canale operativo dell'endoscopio.

Per evitare il piegamento o l'attorcigliamento o la rottura dello stent, è necessario operare con cautela durante il raddrizzamento delle spire del pigtail*.

L'estremità dello stent con punta rastremata* o con fori laterali* deve essere posizionata nel coledoco, mentre l'altra estremità rimane nel duodeno.

Le alette più lunghe dello stent biliare ST-2 vanno posizionate nel dotto mentre quelle più corte rimangono nel duodeno. (Vedere la Figura 1)

La permanenza di questo dispositivo non deve superare tre mesi o il periodo indicato dal medico. Si consiglia di sottoporre il paziente a una valutazione periodica.

Selezionare il sistema di introduzione dello stent Cook (se non incluso) della dimensione in French appropriata.

AVVERTENZA

La compatibilità in ambito MRI degli stent dotati di bande radiopache non è stata determinata.

ISTRUZIONI PER L'USO

I. STENT SENZA PIGTAIL

1. Accertare delicatamente la completa estensione di tutte le alette laterali*.
2. Infilare il manicotto di posizionamento sull'estremità duodenale con alette dello stent.

Stent da 5 a 7 Fr

- 3.a. Inserire lo stent, a partire dalla punta rastremata, e il manicotto di posizionamento su una guida precedentemente posizionata.

Stent da 8,5 Fr e più grandi

- 3.b. Staccare l'adattatore Tuohy-Borst dall'estremità del catetere guida, quindi inserire il catetere guida nel canale operativo dell'endoscopio su una guida precedentemente posizionata.
- 3.c. Inserire lo stent, a partire dalla punta rastremata, e il manicotto di posizionamento sul catetere guida e su una guida precedentemente posizionata.

VEDERE QUINDI I PASSAGGI DA 4 A 7 PIÙ AVANTI

II. STENT CON PIGTAIL

1. Fare avanzare il raddrizzatore di pigtail lungo il corpo dello stent fino a raggiungere l'estremità con punta rastremata allo scopo di raddrizzare la spira del pigtail. (Vedere la Figura 2)
2. Inserire lo stent, a partire dalla punta rastremata, e il raddrizzatore di pigtail su una guida precedentemente posizionata fino a quando il raddrizzatore non raggiunge la seconda spira.

3. Fare avanzare il catetere di spinta sulla guida per fare avanzare lo stent con pigtail nel canale operativo dell'endoscopio.

VEDERE QUINDI I PASSAGGI DA 4 A 7 PIÙ AVANTI

4. Fare avanzare il catetere guida* e/o il catetere di spinta in incrementi di 1-2 cm fino a portare lo stent nella posizione desiderata.
5. Confermare sotto osservazione fluoroscopica ed endoscopica che lo stent si trovi nella posizione desiderata. **Nota (solo per gli stent senza pigtail)** - Rimettere l'adattatore Tuohy-Borst sull'estremità del catetere guida*. Iniettare mezzo di contrasto, se lo si desidera, per visualizzare la posizione dello stent sotto fluoroscopia.
6. Dopo avere confermato la posizione dello stent, rimuovere delicatamente la guida, quindi il catetere guida* dall'endoscopio mantenendo nel contempo invariata la posizione dello stent con il catetere di spinta.
7. Rimuovere delicatamente il catetere di spinta dal canale operativo dell'endoscopio.

Al completamento della procedura, eliminare i componenti del sistema di introduzione in conformità alle disposizioni della struttura sanitaria relative ai rifiuti medici pericolosi dal punto di vista biologico.

* (se presente/i)

PRZEZNACZENIE WYROBU

Niniejsze urządzenie jest stosowane do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych.

UWAGI

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Próby ponownego poddawania jakimkolwiek procesom, ponownej sterylizacji i/lub ponownego użycia mogą prowadzić do awarii urządzenia i/lub przeniesienia choroby.

Urządzenia nie należy używać do jakichkolwiek innych celów, niezgodnych z podanym przeznaczeniem.

Nie używać urządzenia, jeśli otrzymane opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Obejrzeć wyrób w poszukiwaniu załamań, zagięć i pęknięć. Nie używać w przypadku znalezienia nieprawidłowości, która może uniemożliwić właściwe działanie. Należy zwrócić się do firmy Cook o zgodę na zwrot urządzenia.

Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.

Niniejsze urządzenie może być stosowane wyłącznie przez wyszkolony personel medyczny.

W przypadku stentów Sof-Flex® o średnicy 10 F powlec cewnik prowadzący środkiem poślizgowym rozpuszczalnym w wodzie.

Zachować osłonkę pozycjonującą (jeśli jest stosowana)* w celu jej użycia podczas wprowadzania kłapek stentu do kanału roboczego.

PRZECIWSKAZANIA

Typowe dla ECPW oraz wszystkich procedur wykonywanych w trakcie umieszczenia stentu.

Brak możliwości przesunięcia prowadnicy lub stentu przez zwężoną okolicę.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Do powikłań związanych z ECPW należą między innymi: zapalenie trzustki, zapalenie dróg żółciowych, aspiracja, perforacja, krwotok, zakażenie, posocznica, reakcja alergiczna na środek kontrastowy lub lek, hipotensja, depresja oddechowa lub zatrzymanie oddechu, zaburzenia rytmu serca lub zatrzymanie krążenia.

Do powikłań związanych z wprowadzeniem stentu do dróg żółciowych należą między innymi: uraz dróg żółciowych lub dwunastnicy, zablokowanie przewodu trzustkowego, przemieszczenie stentu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Minimalna średnica kanału roboczego wymagana dla tego wyrobu została podana na etykiecie opakowania.

Ten stent musi być zakładany pod kontrolą fluoroskopową.

Rękaw umiejscawiający* lub element prostujący końcówkę pigtail* nie są przeznaczone do stosowania w kanale roboczym endoskopu.

Podczas prostowania końcówki pigtail* należy zachować ostrożność, aby uniknąć zapętlenia lub złamania stentu.

Zwężoną końcówkę stentu* lub otwory boczne* należy umieścić w przewodzie żółciowym wspólnym pozostawiając przeciwny koniec stentu w dwunastnicy.

Dłuższe wąsy stentu do dróg żółciowych ST-2 należy umieścić w przewodzie, podczas gdy

krótsze wąsy pozostają w dwunastnicy. (Patrz rys. 1)

Niniejsze urządzenie można zakładać na ponad trzy miesiące lub według wskazań lekarza. Zalecana jest okresowa ocena.

Wybrać system do wprowadzania stentu firmy Cook (jeśli nie został dołączony) pod względem odpowiedniej średnicy French.

OSTRZEŻENIE

Zgodność stentów z cieniodybnymi opaskami z obrazowaniem MRI nie została określona.

INSTRUKCJA UŻYCIA

I. STENTY BEZ KOŃCÓWKI PIGTAIL:

1. Delikatnie całkowicie wyprostować wszystkie wąsy boczne*.
2. Założyć osłonkę pozycjonującą na koniec stentu z wąsami, który będzie umieszczony w dwunastnicy.

Stenty o średnicy od 5 do 7 F:

- 3.a. Wprowadzić stent, zaczynając od zwężonej końcówki, oraz osłonkę pozycjonującą na wcześniej umieszczonej prowadnicy.

Stenty o średnicy 8,5 F i większe:

- 3.b. Zdjąć łącznik Tuohy-Borsta z końcówki cewnika prowadzącego, następnie wprowadzić cewnik prowadzący do kanału roboczego po wcześniej umieszczonej prowadnicy.
- 3.c. Wprowadzić stent, zaczynając od zwężonej końcówki, oraz rękaw umiejscawiający do cewnika prowadzącego po wcześniej umieszczonym przewodniku.

NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO PUNKTÓW 4-7 PONIŻEJ

II. STENTY Z KOŃCÓWKĄ TYPU PIGTAIL:

1. Wsunąć element prostujący końcówkę pigtail wzdłuż trzonu stentu do zwężonej końcówki w celu wyprostowania spirali pigtail. (Patrz rys. 2)
2. Wprowadzić stent, zaczynając od zwężonej końcówki, oraz element prostujący końcówkę pigtail na wcześniej umieszczonej prowadnicy do osiągnięcia przez element prostujący drugiej spirali.
3. Wsunąć cewnik popychający po przewodniku w celu wsunięcia stentu pigtail do kanału roboczego.

NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO PUNKTÓW 4-7 PONIŻEJ

4. Wsuwać cewnik prowadzący* i/lub cewnik popychający w odstępach 1-2 cm do umieszczenia stentu w żądanym położeniu.
5. Żądane położenie stentu potwierdzić używając fluoroskopii i endoskopii.
Uwaga (dotyczy tylko stentów bez końcówki pigtail): Ponownie założyć łącznik Tuohy-Borsta na końcówkę cewnika prowadzącego*. Wstrzyknąć kontrast, jeśli to konieczne, w celu fluoroskopowego uwidocznienia położenia stentu.
6. Po potwierdzeniu położenia stentu delikatnie wyjąć z endoskopu prowadnicę, a następnie cewnik prowadzący*, utrzymując położenie stentu przy użyciu cewnika popychającego.
7. Delikatnie wysunąć cewnik popychający z kanału roboczego.

Po zakończeniu zabiegu usunąć elementy zestawu wprowadzającego zgodnie z zaleceniami danej placówki dotyczącymi odpadów medycznych stanowiących zagrożenie biologiczne.

* (jeżeli występuje)

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo é utilizado para drenar canais biliares obstruídos.

NOTAS

Este dispositivo destina-se a uma única utilização. As tentativas de reprocessá-lo, reesterilizá-lo e/ou reutilizá-lo podem conduzir à falha do dispositivo e/ou à transmissão de doença.

Utilize este dispositivo exclusivamente para os fins indicados na utilização prevista.

Se, no momento da recepção, a embalagem se encontrar aberta ou danificada, não utilize o produto. Inspeccione visualmente com particular atenção a vincos, dobras e fracturas. Se detectar alguma anomalia que impeça um funcionamento correcto do produto, não o utilize. Avise a Cook para obter uma autorização de devolução do produto.

Este dispositivo tem de ser guardado num local seco, afastado de temperaturas extremas.

Este dispositivo deve ser utilizado exclusivamente por um profissional de saúde com a formação adequada.

No caso dos stents Sof-Flex® de 10 Fr, lubrifique o cateter guia com lubrificante hidrossolúvel.

Guarde a manga de posicionamento (se existir)* para utilizar quando introduzir as projecções do stent dentro do canal acessório.

CONTRA-INDICAÇÕES

As contra-indicações específicas da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e de outros procedimentos efectuados na colocação de um stent.

Incapacidade para fazer passar o fio guia ou o stent através da área obstruída.

POTENCIAIS COMPLICAÇÕES

As complicações associadas à CPRE incluem, embora não se limitem a: pancreatite, colangite, aspiração, perfuração, hemorragia, infecção, sépsis, reacção alérgica ao meio de contraste ou à medicação, hipotensão, depressão ou paragem respiratória e arritmia ou paragem cardíaca.

As complicações associadas à colocação de stents biliares incluem, embora não se limitem a: traumatismo no tracto biliar ou duodeno, obstrução do canal pancreático ou migração do stent.

PRECAUÇÕES

Consulte o rótulo da embalagem relativamente ao diâmetro mínimo do canal necessário para este dispositivo.

Este stent tem de ser colocado sob monitorização fluoroscópica.

A manga de posicionamento* ou o endireitador de espirais* não se destina a ser utilizado no canal acessório do endoscópio.

Deve-se ter cuidado ao endireitar as espirais* para evitar dobrar ou partir o cateter.

A extremidade com ponta cónica* ou os orifícios laterais* do stent têm de ser posicionados no canal biliar comum ficando a outra extremidade no duodeno.

As projecções mais compridas do stent biliar ST-2 devem ser posicionadas no canal biliar enquanto as projecções mais curtas ficam no duodeno. (Consulte a fig. 1)

Este dispositivo não deve ficar implantado durante mais de três meses ou conforme indicado por um médico. Recomenda-se uma avaliação periódica.

Escolha o sistema introdutor de stents da Cook (caso não seja incluído) com o tamanho em Fr apropriado.

ADVERTÊNCIA

No caso de stents com bandas radiopacas a compatibilidade com RMN ainda não foi determinada.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

I. PARA STENTS SEM ESPIRAIS:

1. Com cuidado, assegure a extensão completa de todas as projecções laterais*.
2. Coloque a manga de posicionamento sobre a extremidade duodenal com projecções do stent.

Para stents com 5 a 7 Fr:

- 3.a. Introduza primeiro a extremidade do stent com ponta cónica e a manga de posicionamento sobre um fio guia previamente colocado.

Para stents de 8,5 Fr ou mais:

- 3.b. Retire o adaptador Tuohy-Borst da extremidade do cateter guia e depois introduza o cateter guia no canal acessório sobre um fio guia previamente colocado.
- 3.c. Introduza primeiro a extremidade do stent com ponta cónica e a manga de posicionamento sobre o cateter e o fio guia previamente colocado.

EM SEGUIDA, CONSULTE OS PASSOS 4 A 7 DESCRITOS ABAIXO

II. PARA STENTS COM ESPIRAIS:

1. Avance o endireitador de espirais ao longo da haste do stent, até à extremidade com ponta cónica, de forma a endireitar a espiral. (*Consulte a fig. 2*)
2. Introduza primeiro a extremidade do stent com ponta cónica e o endireitador de espirais sobre o fio guia previamente colocado até o endireitador atingir a segunda curva da espiral.
3. Avance o cateter propulsor sobre o fio guia para avançar o stent com espiral para o canal acessório.

EM SEGUIDA, CONSULTE OS PASSOS 4 A 7 DESCRITOS ABAIXO

4. Avance o cateter guia* e/ou o cateter propulsor com intervalos de 1 a 2 cm até o stent estar na posição pretendida.
5. Confirme, por fluoroscopia e endoscopia, se o stent está na posição desejada.
Nota (apenas para os stents sem espirais): Volte a colocar o adaptador Tuohy-Borst na extremidade do cateter guia*. Se desejar, injecte contraste para visualizar por fluoroscopia a posição do stent.
6. Depois de confirmar a posição do stent, retire, com cuidado, primeiro o fio guia e depois o cateter guia* mantendo a posição do stent com o cateter propulsor.
7. Retire, com cuidado, o cateter propulsor do canal acessório.

Quando terminar o procedimento, elimine os componentes introdutores de acordo com as normas institucionais relativas a resíduos médicos biológicos perigosos.

* (se existir)

INDICACIONES

Este dispositivo se utiliza para drenar conductos biliares obstruidos.

NOTAS

Este dispositivo está concebido para un solo uso. Cualquier intento de reprocesar, reesterilizar o reutilizar el dispositivo puede hacer que éste falle u ocasionar la transmisión de enfermedades.

No utilice este dispositivo para otro propósito que no sea el especificado en las indicaciones.

No utilice el dispositivo si el envase está abierto o dañado cuando lo reciba. Inspeccione visualmente el dispositivo, prestando especial atención a la presencia de plicaturas, dobleces o roturas. No lo utilice si detecta alguna anomalía que pudiese impedir el funcionamiento correcto. Notifíquelo a Cook para obtener una autorización de devolución.

Este dispositivo debe almacenarse en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas.

Este dispositivo sólo pueden utilizarlo profesionales sanitarios cualificados.

Cuando se empleen stents Sof-Flex® de 10 Fr, lubrique el catéter guía con lubricante hidrosoluble.

Conserve el manguito posicionador (si hay)* para utilizarlo al introducir las lengüetas del stent en el canal de accesorios.

CONTRAINDICACIONES

Las específicas de la ERCP y de los procedimientos que se realicen junto con la colocación de stents.

Incapacidad para hacer pasar la guía o el stent a través de la zona obstruida.

COMPLICACIONES POSIBLES

Las asociadas a la ERCP incluyen, entre otras: pancreatitis, colangitis, aspiración, perforación, hemorragia, infección, septicemia, reacción alérgica al contraste o a la medicación, hipotensión, depresión o parada respiratorias, y arritmia o parada cardíacas.

Las asociadas con la colocación de stents biliares incluyen, entre otras: traumatismo de las vías biliares o el duodeno, obstrucción del conducto pancreático y migración del stent.

PRECAUCIONES

La etiqueta del envase especifica el tamaño mínimo del canal requerido para este dispositivo.

Este stent debe colocarse empleando monitorización fluoroscópica.

Ni el manguito posicionador* ni el enderezador de pigtail* están indicados para el uso en el canal de accesorios del endoscopio.

Tenga cuidado al enderezar los bucles de la punta pigtail* para evitar producir plicaturas o romper el stent.

El extremo de punta cónica del stent* o los orificios laterales del stent* deben colocarse en el conducto biliar común mientras el otro extremo se deja en el duodeno.

Las lengüetas más largas del stent biliar ST-2 deben colocarse en el conducto mientras las más cortas se dejan en el duodeno. (Vea la figura 1)

Este dispositivo no debería dejarse colocado durante más de tres meses o de lo indicado por el médico. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas.

Seleccione el sistema introductor de stents de Cook (si no está incluido) del tamaño French apropiado.

ADVERTENCIA

No se ha establecido la compatibilidad de los stents con bandas radiopacas con la MRI.

INSTRUCCIONES DE USO

I. STENTS SIN PIGTAIL:

1. Asegúrese de extender por completo con cuidado todas las lengüetas laterales*.
2. Cargue el manguito posicionador sobre el extremo del stent que tiene las lengüetas duodenales.

Stents de 5 a 7 Fr:

- 3.a. Introduzca el stent, con la punta cónica primero, y el manguito posicionador sobre una guía colocada previamente.

Stents de 8,5 Fr y mayores:

- 3.b. Retire el adaptador Tuohy-Borst del extremo del catéter guía y, a continuación, introduzca el catéter guía en el canal de accesorios sobre una guía colocada previamente.
- 3.c. Introduzca el stent, con la punta cónica primero, y el manguito posicionador sobre el catéter guía y la guía colocada previamente.

A CONTINUACIÓN, CONSULTE LOS PASOS 4-7 SIGUIENTES

II. STENTS CON PIGTAIL:

1. Haga avanzar el enderezador de pigtails a lo largo del cuerpo del stent hasta el extremo de punta cónica para enderezar el bucle del pigtail. (*Vea la figura 2*)
2. Introduzca el stent, con la punta cónica primero, y el enderezador de pigtails sobre la guía colocada previamente hasta que el enderezador llegue al segundo bucle.
3. Haga avanzar el catéter empujador sobre la guía para introducir el stent con pigtail en el canal de accesorios.

A CONTINUACIÓN, CONSULTE LOS PASOS 4-7 SIGUIENTES

4. Haga avanzar el catéter guía* y/o el catéter empujador con incrementos de 1-2 cm hasta que el stent se encuentre en la posición deseada.
5. Utilizando fluoroscopia y endoscopia, confirme que el stent está en la posición deseada.
Nota (sólo para stents sin pigtail): Vuelva a colocar el adaptador Tuohy-Borst en el extremo del catéter guía*. Inyecte contraste, si lo desea, para visualizar mediante fluoroscopia la posición del stent.
6. Tras confirmar la posición del stent, extraiga con cuidado la guía y, a continuación, el catéter guía* del endoscopio mientras mantiene la posición del stent con el catéter empujador.
7. Extraiga con cuidado el catéter empujador del canal de accesorios.

Tras finalizar el procedimiento, deseche los componentes introductores según las pautas del centro para residuos médicos biopeligrosos.

* (si hay)

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna produkt används vid dränage av tilltäppta gallgångar.

ANTECKNINGAR

Denna produkt är avsedd endast för engångsbruk. Försök att bearbeta, omsterilisera och/eller återanvända produkten kan leda till att produkten inte fungerar och/eller orsaka sjukdomsöverföring. Använd inte denna anordning för något annat syfte än den avsedda användning som anges.

Använd ej om förpackningen är öppnad eller skadad när den mottages. Undersök den visuellt och leta speciellt efter veck, böjar och brott. Använd inte om en abnormitet upptäcks vilken kan förhindra korrekt arbetsförhållande. Meddela Cook för returauktorisering.

Denna anordning ska förvaras på torr plats och på avstånd från extrem temperatur.

Användning av denna anordning begränsas till utbildad sjukvårdspersonal.

För 10 Fr. Sof-Flex® stentar, skall styrkatetern smörjas med vattenlösligt smörjmedel.

Bevara placeringshylsan (om sådan finns)* för användning när stentflikarna förs in i arbetskanalen.

KONTRAIKATIONER

De kontraindikationer som är specifika för endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi och alla ingrepp som utförs i kombination med stentplacering.

Oförmåga att föra ledaren eller stenten genom tilltäppt område.

POTENTIELLA KOMPLIKATIONER

De potentiella komplikationer som är förbundna med endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi omfattar men är inte begränsade till pankreatit, kolangit, aspiration, perforation, hemorragi, infektion, sepsis, allergisk reaktion mot kontrastmedel eller medicin, hypotoni, andningsdepression eller -stillestånd samt hjärtarytmi eller -stillestånd.

De potentiella komplikationer som är förbundna med placering av biliär stent omfattar men är inte begränsade till trauma i gallgången eller duodenum, tilltäppning av ductus pancreaticus och stentrubbing.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Se förpackningsetiketten för minsta kanalstorlek som krävs för detta instrument.

Fluoroskopisk övervakning måste tillämpas vid placering av denna stent.

Placeringshylsan* eller pigtailuträtaren* är inte avsedda för användning i endoskopets arbetskanal.

Var försiktig när pigtailringlarna* rätas ut för att undvika att stenten knickas eller bryts av.

Stentens avsmalnande spets* eller sidohålen* måste placeras i den gemensamma gallgången medan den andra änden förblir i duodenum.

De längre flikarna på biliär stent ST-2 bör placeras i gallgången samtidigt som de kortare flikarna förblir i duodenum. (Se fig. 1)

Denna produkt bör inte ligga kvar i mer än tre månader eller enligt läkares ordination. Vi rekommenderar periodiska utvärderingar.

Välj ett Cook stentinföringssystem (om det inte medföljer) i lämplig French-storlek.

VARNING

MRT-kompatibilitet har inte fastställts för stentar med röntgentäta band.

BRUKSANVISNING

I. FÖR STENTER UTAN PIGTAIL:

1. Kontrollera försiktigt att alla sidoflikar* är helt utsträckta.
2. Installera placeringshylsan på stentens ände med duodenala flikar.

För 5 till 7 Fr.-stenter:

- 3.a. För in stenten med den avsmalnande spetsen först samt placeringshylsan på en förinstallerad ledare.

För stenter i storlek 8,5 Fr. och större:

- 3.b. Avlägsna Tuohy-Borst-adaptern från styrkateterns ände och för sedan in styrkatetern i arbetskanalen över en förinstallerad ledare.
- 3.c. För in stenten med den avsmalnande spetsen först samt placeringshylsan på styrkatetern och den förinstallerade ledaren.

SE SEDAN STEG 4-7 NEDAN

II. FÖR STENTER MED PIGTAIL:


1. För fram pigtailuträtaren längs stentens skaft mot den avsmalnande spetsen för att rätta ut pigtailringarna. (Se fig. 2)
2. För in stenten med den avsmalnande spetsen först tillsammans med pigtailuträtaren på den förinstallerade ledaren tills uträtaren når den andra ringeln.
3. För fram tryckkatetern via ledaren för att föra in pigtailstenten i arbetskanalen.

SE SEDAN STEG 4-7 NEDAN

4. För fram styrkatetern* och/eller tryckkatetern 1-2 cm i taget tills stenten är i önskat läge.
5. Bekräfta att stenten nått önskat läge med fluoroskopi och endoskopi.
OBS! (endast för stenter utan pigtail): Sätt tillbaka Tuohy-Borst-adaptern på styrkateterns* ände. Injicera kontrastmedel om så önskas för fluoroskopisk visualisering av stentplaceringen.
6. Bekräfta stentens placering och avlägsna försiktigt ledaren och sedan styrkatetern* från endoskopet medan stentens placering bibehålls med tryckkatetern.
7. Avlägsna försiktigt tryckkatetern från arbetskanalen.

När ingreppet avslutats kasseras införingskomponenterna enligt institutionens fastställda rutiner för biofarligt medicinskt avfall.

* (om sådan finns)



Duodenal end 7 mm flaps

十二指肠端7毫米翼片

7 mm křídélka duodenálního konce

7 mm flapper ved duodenalende

7 mm slippen aan duodenale uiteinde

Rabats de 7 mm à l'extrémité duodénale

7-mm-Zungen am Duodenum-Ende

Γλωττίδες 7 mm άκρου δωδεκαδάκτυλου

Duodenalis vég 7 mm-es rögzítészárnyai

Alette da 7 mm sull'estremità duodenale

Wąsy na końcówce dwunastniczej 7 mm

Projecções de 7 mm da extremidade duodenal

Lengüetas de 7 mm del extremo duodenal

Duodenala 7 mm ändflikar

15mm flaps

15毫米翼片

15 mm křídélka

15 mm flapper

15 mm slippen

Rabats de 15 mm

15-mm-Zungen

Γλωττίδες 15 mm

15 mm-es rögzítészárnyak

Alette da 15 mm

Wąsy 15 mm

Projecções de 15 mm

Lengüetas de 15 mm

15 mm flikar

Positioning sleeve

定位套筒

Polohovací rukávec

Positioneringshylster

Positioneringshuls

Gaine de positionnement

Positionierhülse

Χιτώνιο τοποθέτησης

Pozicionáló hüvely

Manicotto di posizionamento

Rękaw umiejscawiający

Manga de posicionamento

Manguito posicionador

Placeringshylsa

Length measured between flaps, straighten to measure.

翼片之间的实测长度，拉伸后测量。

Délka měřena mezi křídélky narovnanými pro měření.

Længde målt mellem flapper, ret ud for at måle.

Lengte gemeten tussen de slippen, gestrekt meten.

Longueur mesurée entre les rabats ; redresser pour mesurer.

Länge zwischen den Zungen (gerade ausgerichtet gemessen).

Μήκος μετρημένο μεταξύ των γλωττίδων, ευθείαστε για να μετρήσετε.

A rögzítészárnyak között mért távolság; a méréshez ki kell egyenesíteni.


Lunghezza misurata tra le alette; raddrizzare ai fini della misurazione.

Długość mierzona pomiędzy wąsami, wyprostowany do pomiaru.

Comprimento medido entre as projecções (endireitar para medir).

Longitud medida entre las lengüetas (enderece antes de medir).

Längden mäts mellan flikarna; sträck ut för att mäta.





This symbol on the label indicates that this device contains phthalates.

标签上的符号表明本装置含有邻苯二甲酸盐。

Tento symbol na štítku znamená, že tento prostředek obsahuje ftaláty.

Dette symbol på mærkaten indikerer, at produktet indeholder phthalater.

Dit symbool op het etiket wijst erop dat dit hulpmiddel ftalaten bevat.

La présence de ce symbole sur l'étiquette indique que ce dispositif contient des phtalates.

Dieses Symbol auf dem Etikett gibt an, dass dieses Produkt Phthalate enthält.

Αυτό το σύμβολο στην ετικέτα υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή περιέχει φθαλικά.

Ez a jel a címkén azt jelzi, hogy ez az eszköz ftalátokat tartalmaz.

Il presente simbolo apposto sull'etichetta indica che questo dispositivo contiene ftalati.

Ten symbol na etykietach oznacza, że urządzenie zawiera ftalany.

Este símbolo no rótulo indica que este dispositivo contém ftalatos.

Este símbolo de la etiqueta indica que este dispositivo contiene ftalatos.

Denna symbol på etiketten indikerar att produkten innehåller ftalater.

Sof-Flex and Cook are registered trademarks of Cook Incorporated.



Wilson-Cook Medical, Inc.
4900 Bethania Station Road
Winston-Salem, North Carolina 27105
USA



RxOnly



Cook Ireland Ltd.
O'Halloran Road
National Technology Park
Limerick
Ireland

COOK®

MEDICAL

Biliary Stent

胆道支架

Biliární stent

Galdestent

Biliaire stent

Endoprothèse biliaire

Gallenstent

Ενδοπρόσθεση χοληφόρων

Epeúti stent

Stent biliare

Stent do dróg żółciowych

Stent biliar

Stent biliar

Biliär stent



★ 1 9 2 5 9 / 0 4 1 0 ★