



Zestawy wprowadzające Silhouette™ Transitionless Peel-Away® - nienaczyniowe

Stosowane do nienaczyniowego, przezskórnego umieszczenia zewnętrznych i wewnętrznych cewników do drenażu.

Poszerzało umożliwia bezprzeskokowe wprowadzenie koszulki przez zwężone obszary.

Dostarczane jałowe w opakowaniu typu papier-foolia.
Przeznaczone do jednorazowego użytku.

Numer katalogowy	Zestaw wprowadzający	Akceptowalna średnica prowadnika	Długość koszulki
	Fr	cale	cm
PLVTW-7.0-38-30	7	0,038	30
PLVTW-8.0-38-30	8	0,038	30
PLVTW-9.0-38-30	9	0,038	30
PLVTW-10.0-38-30	10	0,038	30
PLVTW-11.0-38-30	11	0,038	30
PLVTW-12.0-38-30	12	0,038	30
PLVTW-14.0-38-30	14	0,038	30
PLVTW-16.0-38-30	16	0,038	30

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.

COOK®