



Retracta™ Odczepialna sprężynka embolizacyjna

Przeznaczona do embolizacji tętniczych i żylnych w naczyniach obwodowych.
Sprężynka może zostać wprowadzona i całkowicie przemieszczona przed odczepieniem.

Numer katalogowy	Zalecana średnica wewnętrzna cewnika	Długość rozciągniętej sprężynki	Średnica zwiniętej sprężynki	Przybliżona liczba pętelek
	cala	cm	mm	
MWCER-35-7-6	0,035	7	6	3,7
MWCER-35-7-8	0,035	7	8	2,8
MWCER-35-7-10	0,035	7	10	2,2
MWCER-35-7-12	0,035	7	12	1,9
MWCER-35-7-14	0,035	7	14	1,6
MWCER-35-7-16	0,035	7	16	1,4
MWCER-35-7-18	0,035	7	18	1,2
MWCER-35-7-20	0,035	7	20	1,1
MWCER-35-14-6	0,035	14	6	7,4
MWCER-35-14-8	0,035	14	8	5,6
MWCER-35-14-10	0,035	14	10	4,5
MWCER-35-14-12	0,035	14	12	3,7
MWCER-35-14-14	0,035	14	14	3,2
MWCER-35-14-16	0,035	14	16	2,8
MWCER-35-14-18	0,035	14	18	2,5
MWCER-35-14-20	0,035	14	20	2,2

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.