

OverStitch™

Endoskopowy system zakładania szwów

Elastyczny endoskop zapewnia pełen zakres grubości chirurgicznego szycia.

- Umożliwia rozmieszczenie licznych ciągłych i pojedynczych szwów podczas jednokrotnego wprowadzenia endoskopu.
- Unikalny design endoskopu naśladuje zagiętą igłę, co pozwala na kontrolę głębokości umiejscowienia szwu.
- Dostępny ze szwami zarówno z materiału wchłanialnego i niewchłanialnego:
 - 2-0 Polipropylen (PP)
 - 2-0 Polydioxanon (PDO)
- System montuje się szybko i łatwo na terapeutycznym endoskopie. Umożliwia on również rozmieszczenie szwów pod bezpośrednią widocznością.
- Obsługa endoskopu jedną ręką pozwala lekarzowi zachować kontrolę nad systemem.
- Możliwość wprowadzania i doładowania systemu przy zachowaniu widoczności pola operacyjnego.
- Unikalna konstrukcja zapewnia bezpieczne zamknięcie Cinch bez konieczności wiązania węzłów chirurgicznych.
- Przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, co gwarantuje maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo.

Seria produktów

Kod

Opis

Ilość w opakowaniu

OverStitch™	ESS-G02-160	Endoskopowy system zakładania szwów OverStitch™	3
	PLY-G02-020	Szew polipropylenowy 2-0 OverStitch™	12
	PDO-G02-020	Szew polidioxanowy 2-0 OverStitch™	12
	CNH-G01-000	Szew Cinch OverStitch™	6
Akcesoria	THX-165-028	Splot Helix, długość: 165 cm, średnica zewnętrzna: 2.8 mm	6
	OVT-027-160	Endoskopowy system dostępu OverTube™	3